

Clontech PCR Thermal Cycler GP

安定した**温度制御機能**と高い**操作性**を併せ持つコンパクトサーマルサイクラーが新登場！

幅18.5 cm、重さ4.3 kgというコンパクトなボディに、安定した温度制御機能を備えました。使い勝手の良いタッチパネルは快適な操作性を実現し、12段階のグラジエント機能を搭載したことにより、幅広く反応条件を検討することが可能です。また、ユーザIDによるプログラム管理と、USBメモリを介した同機種間でのプログラム共有が可能のため、個人利用から共用管理まで、場面に応じて使用することが可能です。



■ 製品リスト

| 製品名 | 製品コード | 価格(税別) |
|--------------------------------|-------|----------|
| Clontech PCR Thermal Cycler GP | WN400 | ¥580,000 |

■ 本製品の特長

- ・使い勝手の良いインターフェイスで**簡便・快適**に操作
- ・ヒートブロック全体の高い**温度均一性**を実現
- ・幅広い反応条件検討を可能とする**12段階のグラジエント機能**を搭載
- ・USBメモリを介した反応プログラムのインポート／エクスポートが可能

実機を使ったデモンストレーションを随時承っております。
総販売元のワケンビーテック株式会社までお問合せください。

Tel: 西日本営業部 (077)561-0082
東京支店 (03)5621-2420
URL: <http://www.wakenbtech.co.jp>



■ 製品情報

| | |
|----------|---|
| 外形寸法 | 185(W) × 280(D) × 165(H)mm |
| 重量 | 4.3 kg |
| 電源 | AC100~240 V、50 / 60 Hz、6.6~3.1 A |
| 加熱冷却方式 | ペルチェ素子 |
| 加熱速度 | 4.5 °C / 秒 |
| 冷却速度 | 4.0 °C / 秒 |
| 温度表示 | 0.1 °C単位 |
| 温度設定範囲 | 4~99.9 °C |
| グラジエント機能 | 12段階、設定可能範囲:30~99.9 °C(温度幅:0.1~30 °C) |
| リッド温度範囲 | 30~110 °C |
| 処理検体数 | 0.2 mlシングルチューブ × 96本、0.2 ml 8連チューブ × 12本、 または96穴プレート1枚 |
| ディスプレイ | 5インチカラータッチパネル |
| 保存プログラム数 | 500(USBメモリへの保存も可能) |

■ Clontech PCR Thermal Cycler GP 関連消耗品

| 製品名 | 製品コード | 価格(税別) |
|--|-------|---------|
| 0.2ml 96well-plate for Real Time (Frosted) | NJ401 | ¥9,000 |
| Flat Cap for PCR Plate | NJ402 | ¥19,000 |
| 96 well snap plate | NJ710 | ¥10,000 |
| Flat cap for snap plate | NJ720 | ¥10,000 |
| 0.2 ml Hi-8-Tube | NJ300 | ¥24,000 |
| 0.2 ml Hi-8-Dome Cap | NJ301 | ¥7,000 |
| 0.2 ml Hi-Tube Dome Cap | NJ200 | ¥13,000 |
| 0.2ml Single-Tube Dome Cap | NJ204 | ¥10,000 |
| 0.2ml Single-Tube Flat Cap | NJ205 | ¥10,000 |

・すべて研究用として販売しており、ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。・本リーフレットに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。

・ライセンスなどに関する最新の情報はタカラバイオのウェブサイトをご覧ください。

・本リーフレット記載の価格は2023年11月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2023年10月修正

輸入元

タカラバイオ株式会社

総販売元



ワケンビーテック株式会社
WAKEN B TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
TEL(03)5621-2420 / FAX(03)5621-2421
滋賀営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL(077)561-0081 / FAX(077)561-0082

サポート
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ

0120-749-810

営業時間 月曜~金曜 9:00~17:00(祝祭日・弊社休日を除く)



取扱店