

# なぜ今LTSチップなのか

NGSやシングルセル解析のプロトコルでは、メトラー・トレド社(レイニン)のLTSピペットとチップの使用が推奨されています。



## どうしてLTSチップはよいのでしょうか？

LTSチップは円筒形で負荷が少なく、少ない力で確実にチップを保持できるからです。ピペットへのチップ装着時に力を入れすぎることがなく、いつでもピペットに正しく装着できます。

軽いイジェクタースプリングと組み合わせることで、従来のピペットに比べて余分な力を最大85%も軽減できます。

これにより、快適なピペッティングが可能となり、指の疲労軽減やRSI（反復運動損傷）の発症リスク軽減にも繋がります。

キャンペーン  
詳細は裏面へ

# 対象のLTSチップ5箱ご購入で LTSピペット1本プレゼント



リムーバブルカバーラック（ラック入りチップ）

商品情報⇒

カタログ番号	品名	容量	滅菌	フィルター	低吸着	希望小売価格(税別)
30389226	RT LTS 20 $\mu$ L FL 960A/10(RT-L10FLR)	96本×10ラック	○	○	○	24,900円
30389225	RT LTS 20 $\mu$ L F 960A/10(RT-L10F)	96本×10ラック	○	○	-	21,900円
30389240	RT LTS 200 $\mu$ L FL 960A/10(RT-L200FLR)	96本×10ラック	○	○	○	24,900円
30389239	RT LTS 200 $\mu$ L F 960A/10(RT-L200F)	96本×10ラック	○	○	-	21,900円
30389213	RT LTS1000 $\mu$ L FL 768A/8(RT-L1000FLR)	96本×8ラック	○	○	○	24,900円
30389231	RT LTS 1200 $\mu$ L F 768A/8(RT-L1200F)	96本×8ラック	○	○	-	21,900円



Terra Rack テララック（リサイクル可能なPETE素材のラック入りチップ）

商品情報⇒

カタログ番号	品名	容量	滅菌	フィルター	低吸着	希望小売価格(税別)
17014961	TR LTS 20 $\mu$ L F 960A/10(TR-L10F)	96本×10ラック	○	○	-	21,900円
17014963	TR LTS 200 $\mu$ L F 960A/10(TR-L200F)	96本×10ラック	○	○	-	21,900円
17014967	TR LTS 1000 $\mu$ L F 768A/8(TR-L1000F)	96本×8ラック	○	○	-	21,900円

チップ5個につき以下のピペット1本をプレゼント（注文時にご指定ください）

カタログ番号	品名	容量
30231225	L-2PL ピペットライトPL	0.1-2 $\mu$ L
30231226	L-10PL ピペットライトPL	0.5-10 $\mu$ L
30231227	L-20PL ピペットライトPL	2-20 $\mu$ L
30231229	L-200PL ピペットライトPL	20-200 $\mu$ L
30231230	L-1000PL ピペットライトPL	100-1000 $\mu$ L





\*2、10、20 $\mu$ L  
チップは共用となります

## キャンペーン期間：2024年8月9日受注分まで

 **ワケンビーテック株式会社**  
WAKEN  TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階  
TEL(03)5621-2420/FAX(03)5621-2421  
西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号  
TEL(077)561-0081/FAX(077)561-0082

サポートデスク  **0120-749-810**   
営業時間 月曜～金曜 9:00～17:00(祝祭日・弊社休日は除く)

<https://www.wakenbtech.co.jp>

販売店